



CooperVision®  
Live Brightly.®

# Gids met productspecificaties



## MyDay® daily disposable familie

### MyDay® daily disposable



Hoogpresterende 1 day contactlenzen voor veeleisende levensstijlen.

**Draagschema**  
Daglenzen

**Sferische Sterkte**  
+6.00 dpt tot  
-10.00D  
(per 0.50 na  
+5.00D en -6.00D)

**Kartonnen  
grootte-opties**  
30 pack

**Ontwerp**  
Asferisch

**Materiaal/  
H<sub>2</sub>O-inhoud**  
stenfilcon A / 54%

**Basiscurve** 8.4mm  
**Diameter** 14.2mm  
**FDA-groep** SiHy  
**UV-bescherming\*** Ja  
**Zichtbaarheid tint** Ja

### MyDay® daily disposable toric



Goed presterende 1 Day contactlenzen voor dragers met astigmatisme.

**Draagschema**  
Daglenzen

**Sferische Sterkte**  
+0.50 tot +6.00dpt  
(per 0.50dpt)  
  
Plano tot -6.00dpt  
(per 0.25dpt)  
  
-6.50dpt tot  
-10.00dpt (per  
0.50d[t)

**Kartonnen  
grootte-opties**  
30 pack  
  
**Cilindrische  
Sterkte**

-0.75  
-1.25  
-1.75  
  
-2.25

**Materiaal/  
H<sub>2</sub>O-inhoud**  
stenfilcon A / 54%  
  
**As**  
10°, 20°, 70°,  
80°, 90°, 100°,  
110°, 160°, 170°,  
180°

**Basiscurve** 8.6mm  
**Diameter** 14.5mm  
**FDA-groep** SiHy  
**UV-bescherming\*** Ja  
**Zichtbaarheid tint** Ja  
**Ontwerp**  
Optimised  
Toric Lens  
Geometry™



CooperVision  
Live Brightly!

Bezoek voor meer informatie over onze contactlenzen  
[coopervision.com/contact-lenzen](https://coopervision.com/contact-lenzen)

## clariti® 1 day familie

### clariti® 1 day



Hoog ademend vermogen<sup>1</sup>,  
comfort en grote waarde<sup>†</sup> in  
handige daglenzen.

<b>Draagschema</b> Daglenzen	<b>Kartonnen grootte-opties</b> 5 pack 30 pack	<b>Materiaal/ H<sub>2</sub>O-inhoud</b> somofilcon A / 56%	<b>Basiscurve</b> 8.6mm
<b>Sferische Sterkte</b> +8.00D t/m -10.00D (per 0.50D na +/- 6.00D)	<b>Ontwerp</b> Prisma ballast		<b>Diameter</b> 14.1mm
			<b>FDA-groep</b> SiHy
			<b>UV-bescherming*</b> Ja
			<b>Zichtbaarheid tint</b> Nee

### clariti® 1 day toric



Hoog ademend vermogen<sup>1</sup>,  
comfort en grote waarde<sup>†</sup> in  
handige daglenzen.

<b>Draagschema</b> Daglenzen	<b>Kartonnen grootte-opties</b> 5 pack 30 pack	<b>Materiaal/H<sub>2</sub>O-in- houd</b> somofilcon A / 56%	<b>Basiscurve</b> 8.6mm
<b>Sferische Sterkte</b> +0.00 t/m -6.00D (0.25D)	<b>Cilindrische Sterkte</b> -0.75 -1.25 -1.75	<b>As</b> 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°	<b>Diameter</b> 14.3mm
			<b>FDA-groep</b> SiHy
			<b>UV-bescherming*</b> Ja
			<b>Zichtbaarheid tint</b> Nee
			<b>Ontwerp</b> Prism ballast
+0.00D t/m -6.00D (0.25D)	-2.25	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	
-6.50D t/m -9.00D (0.50D)	-0.75 -1.25 -1.75	10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°	
-6.50D t/m -9.00D (0.50D)	-2.25	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°	
+0.25D t/m +4.00D (0.25D)	-0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	

### clariti® 1 day multifocal



Hoog ademend vermogen<sup>1</sup>,  
comfort en grote waarde<sup>†</sup> in  
handige daglenzen.

<b>Draagschema</b> Daglenzen	<b>Kartonnen grootte-opties</b> 5 pack 30 pack	<b>Materiaal/ H<sub>2</sub>O-inhoud</b> somofilcon A / 56%	<b>Basiscurve</b> 8.6mm
<b>Sferische Sterkte</b> +5.00D to -6.00D	<b>Vermogen toevoegen</b> LOW Add, tot +2.25D  HIGH Add, +2.50D tot +3.00D	<b>Design</b> Centrum-nabij, progressieve intermediair en perifere afstand	<b>Diameter</b> 14.1mm
			<b>FDA-groep</b> SiHy
			<b>UV-bescherming*</b> Ja
			<b>Zichtbaarheid tint</b> Nee

## Biofinity® familie

### Biofinity Energys®



**Draagschema**

Dagelijks en verlengd dragen tot 30 dagen/ 29 nachten

**Sferische Sterkte**

+8.00D t/m  
-12.00D  
(per 0.50D  
na +/- 6.00D)

**Kartonnen  
grootte-opties**

6 pack

**Ontwerp**

Asferisch  
Digital Zone  
Optics®

**Materiaal/  
H<sub>2</sub>O-inhoud**

comfilcon A / 48%

**Basiscurve**

8.6mm

**Diameter**

14.0mm

**FDA-groep**

SiHy

**UV-bescherming\***

Nee

**Zichtbaarheid tint**

Ja

Biofinity Energys® zijn maandlenzen, ontworpen om vermoeide en droge ogen, ten gevolge van het dagelijks gebruik van digitale apparaten, tegen te gaan<sup>2,3</sup>

### Biofinity®



**Draagschema**

Dagelijks en verlengd dragen tot 30 dagen/ 29 nachten

**Sferische Sterkte**

+8.00D t/m  
-12.00D  
(per 0.50D  
na +/- 6.00D)

**Kartonnen  
grootte-opties**

6 pack

**Ontwerp**

Asferisch

**Materiaal/  
H<sub>2</sub>O-inhoud**

comfilcon A / 48%

**Basiscurve**

8.6mm

**Diameter**

14.0mm

**FDA-groep**

SiHy

**UV-bescherming\***

Nee

**Zichtbaarheid tint**

Ja

Premium maandlenzen voor langdurig comfort en uitstekend zicht<sup>4-6</sup>

### Biofinity® toric



**Draagschema**

Dagelijks en verlengd dragen tot 30 dagen/ 29 nachten

**Sferische Sterkte**

+8.00D t/m  
-10.00D  
(per 0.50D  
na +/-6.00D)

**Kartonnen  
grootte-opties**

6 pack

**Cilindrische  
Sterkte**

-0.75  
-1.25  
-1.75  
-2.25

**Materiaal/  
H<sub>2</sub>O-inhoud**

comfilcon A / 48%

**As**

10° tot 180°  
(10° steps)

**Ontwerp**

Optimised Toric  
Lens Geometry™

**Basiscurve**

8.7mm

**Diameter**

14.5mm

**FDA-groep**

SiHy

**UV-bescherming\***

Nee

**Zichtbaarheid tint**

Ja

De perfecte oplossing voor astigmatisme. Met torische maandlenzen van Biofinity® kunt je genieten van uitstekend zicht en een comfortabelere ervaring bij het dragen van lenzen.<sup>7-9</sup>

## Biofinity<sup>®</sup> multifocal




Biofinity<sup>®</sup> multifocal — gericht op innovatie en comfort. Gezonde, comfortabele multifocale contactlenzen voor helder, superieur zicht van dichtbij, veraf en alles daartussenin<sup>10</sup>

<b>Draagschema</b>	<b>Kartonnen grootte-opties</b>	<b>Materiaal/ H<sub>2</sub>O-inhoud</b>	<b>Basiscurve</b>	8.6mm
Dagelijks en verlengd dragen tot 30 dagen/ 29 nachten	6 pack	comfilcon A / 48%	<b>Diameter</b>	14.0mm
<b>Sferische Sterkte</b>	<b>Vermogen toevoegen</b>	<b>Ontwerp</b>	<b>FDA-groep</b>	SiHy
+6.00D t/m -10.00D (per 0.50D na -6.00D)	+1.00 +1.50 +2.00 +2.50	D-lens N-lens	<b>UV-bescherming*</b>	Neer
			<b>Zichtbaarheid tint</b>	Ja

## Avaira Vitality<sup>™</sup> familie


### Avaira Vitality<sup>™</sup>



Hoge prestaties. Uitstekende waarde.

<b>Draagschema</b>	<b>Kartonnen grootte-opties</b>	<b>Materiaal/ H<sub>2</sub>O-inhoud</b>	<b>Basiscurve</b>	8.4mm
Dagelijks	3 pack	fanfilcon A / 55%	<b>Diameter</b>	14.2mm
<b>Sferische Sterkte</b>	<b>Ontwerp</b>		<b>FDA-groep</b>	SiHy
+8.00D t/m -12.00D (per 0.50D na +/- 6.00D)	Aspheric front surface		<b>UV-bescherming*</b>	Ja
Geen plano			<b>Zichtbaarheid tint</b>	Ja

### Avaira Vitality<sup>™</sup> toric




Hoge prestaties. Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

<b>Draagschema</b>	<b>Kartonnen grootte-opties</b>	<b>Materiaal/ H<sub>2</sub>O-inhoud</b>	<b>Basiscurve</b>	8.5mm
Dagelijks	6 pack	fanfilcon A / 55%	<b>Diameter</b>	14.5mm
<b>Sferische Sterkte</b>	<b>Cilindervermogen</b>	<b>As</b>	<b>FDA-groep</b>	SiHy
+6.00D tot -6.00D (0.25D dpt)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10° to 180° (10° steps)	<b>UV-bescherming*</b>	Ja
-6.50D tot -10.00D (0.50D dpt)		<b>Ontwerp</b>	<b>Zichtbaarheid tint</b>	Ja
		Optimised Toric Lens Geometry <sup>™</sup>		

## Brilliant Futures™ met MiSight® Myopia Management

### Brilliant Futures™ met MiSight® Myopia Management



**Draagschema**  
Dagelijks

**Kartonnen  
grootte-opties**  
30 pack

**Materiaal/  
H<sub>2</sub>O-inhoud**  
omafilcon A

**Basiscurve** 8.7mm  
**Diameter** 14.2mm  
**FDA-groep** 2  
**UV-bescherming\*** Ja  
**Zichtbaarheid tint** Ja

**Sferische Sterkte**  
-0.25 to -6.00  
(0.25 steps)

Kindvriendelijke daglenzen waarvan bewezen is dat ze de progressie van bijziendheid bij kinderen vertragen.<sup>11</sup>

## clariti® familie

### clariti® elite



**Draagschema**  
Maandelijks

**Kartonnen  
grootte-opties**  
3 pack  
6 pack


**Materiaal/  
H<sub>2</sub>O-inhoud**  
somofilcon A / 56%

**Basiscurve** 8.6mm  
**Diameter** 14.2mm  
**FDA-groep** SiHy  
**UV-bescherming\*** Ja  
**Zichtbaarheid tint** Nee

**Sferische Sterkte**  
+8.00D to -10.00D  
(0.50D steps  
after +6.00D and  
-8.00D)

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, hoog ademend vermogen en de hele dag door comfort.

### clariti® toric



**Draagschema**  
Maandelijks

**Kartonnen  
grootte-opties**  
3 pack  
6 pack

**Materiaal/  
H<sub>2</sub>O-inhoud**  
somofilcon A / 56%

**Basiscurve** 8.7mm  
**Diameter** 14.4mm  
**FDA-groep** SiHy  
**UV-bescherming\*** Ja  
**Zichtbaarheid tint** Nee

**Sferische Sterkte**  
+6.00D to -9.00D  
(0.50D steps after  
-8.50D)

**Cilindrische  
Sterkte**  
-0.75  
-1.25  
-1.75  
-2.25

**As**  
10° to 180°  
(10° steps)

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, hoog ademend vermogen en de hele dag door comfort

## clariti® multifocal



Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, hoog ademend vermogen en de hele dag door comfort

**Draagschema**  
Maandlijks

**Sferische Sterkte**  
  
+6.00D to -8.00D  
(0.50D steps after  
-6.50D)

**Kartonnen  
grootte-opties**  
3 pack  
6 pack

**Vermogen  
toevoegen**  
  
LOW Add, up  
to +2.25D,  
  
HIGH Add,  
+2.50D to  
+3.00D

**Materiaal/  
H<sub>2</sub>O-inhoud**  
  
somofilcon A / 56%

**Ontwerp**  
  
Centrum-nabij,  
progressieve  
intermediair en  
perifere afstand

**Basiscurve** 8.7mm  
**Diameter** 14.2mm  
**FDA-groep** SiHy  
**UV-bescherming\*** Yes  
**Zichtbaarheid tint** No

## Proclear® familie

### Proclear® 1 day



Scherp zicht,\* gemak en comfort voor dragers van contactlenzen die last hebben van droge ogen.

**Draagschema**  
Daglenzen

**Sferische Sterkte**  
  
+8.00D to -12.00D  
(0.50D steps after  
+5.00D and  
-6.00D)

**KARTONNEN  
GROOTTE-OPTIES**  
30 pack  
90 pack

**Ontwerp**  
Asferisch

**Materiaal/  
H<sub>2</sub>O-inhoud**  
  
omafilcon A / 60%

**Basiscurve** 8.7mm  
**Diameter** 14.2mm  
**FDA-groep** 2  
**UV-bescherming\*** Nee  
**Zichtbaarheid tint** Ja

### Proclear® 1 day multifocal



Gemak en comfort voor dragers van multifocale contactlenzen die last hebben van droge ogen.

**Draagschema**  
Daglenzen

**Sferische Sterkte**  
  
+6.00D t/m  
-10.00D  
(per 0.50D na  
-6.00D)

**Kartonnen  
grootte-opties**  
30 pack

**Vermogen  
toevoegen**  
  
Ontworpen  
met een  
oplopend,  
sterkteprofiel  
t/m +2.50

**Materiaal/  
H<sub>2</sub>O-inhoud**  
  
omafilcon A / 60%

**Ontwerp**  
  
Centrum-nabij  
asferisch

**Basiscurve** 8.7mm  
**Diameter** 14.2mm  
**FDA-groep** 2  
**UV-bescherming\*** Nee  
**Zichtbaarheid tint** Ja

## Proclear®



Scherp zicht<sup>12</sup> en comfort voor dragers van contactlenzen die last hebben van droge ogen.

<b>Draagschema</b> Maandelijks	<b>Kartonnen grootte-opties</b> 3 pack 6 pack	<b>Materiaal/ H<sub>2</sub>O-inhoud</b> omafilcon B / 62%	<b>Basiscurve</b> 8.2mm, 8.6mm
<b>Sferische Sterkte</b> +20.00D t/m -20.00D (per 0.50D na +/-6.00D)	<b>Ontwerp</b> Asferisch		<b>Diameter</b> 14.2mm
<b>Plano t/m -10.00D</b> (per 0.50D na +/-6.00D)			<b>FDA-groep</b> 2
			<b>UV-bescherming*</b> Nee
			<b>Zichtbaarheid tint</b> Ja

## Proclear® toric



Biedt de hele dag comfort voor dragers van contactlenzen met astigmatisme, die last hebben van droge ogen.

<b>Draagschema</b> Maandelijks	<b>Kartonnen grootte-opties</b> 6 pack	<b>Materiaal/ H<sub>2</sub>O-inhoud</b> omafilcon B / 62%	<b>Basiscurve</b> 8.4, 8.8mm
<b>Sferische Sterkte</b> +6.00D t/m -8.00D (per 0.50D na -6.50D)	<b>Cilindervermogen</b> -0.75 -1.25 -1.75 -2.25	<b>As</b> 10° tot 180° (per 10°)	<b>Diameter</b> 14.4mm
+6.25D t/m +10.00D (per 0.50D na +6.50D), -8.50D t/m -10.00D (per 0.50D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	5° tot 180° (per 5°)	<b>FDA-groep</b> 2
+10.00D t/m -10.00D (per 0.50D na +/-6.50D)	-2.75 to -5.75 (per 0.50D)	5° tot 180° (per 5°)	<b>UV-bescherming*</b> Nee
			<b>Zichtbaarheid tint</b> Ja

## Proclear® multifocal



Biedt de hele dag comfort voor dragers van multifocale contactlenzen, die last hebben van droge ogen.

<b>Draagschema</b> Maandelijks	<b>Kartonnen grootte-opties</b> 6 pack	<b>Materiaal/ H<sub>2</sub>O-inhoud</b> omafilcon B / 62%	<b>Basiscurve</b> 8.7mm
<b>Sferische Sterkte</b> +6.00D t/m -8.00D (per 0.50D na -6.50D)	<b>Vermogen toevoegen</b> +1.00, +1.50, +2.00, +2.50		<b>Diameter</b> 14.4mm
+6.25D t/m +20.00D -8.50D t/m -20.00D (per 0.50D na +/-6.50D)	+1.00, +1.50, +2.00, +2.50		<b>FDA-groep</b> 2
+20.00D t/m -20.00D (per 0.50D na +/-6.50D)	+3.00, +3.50, +4.00		<b>UV-bescherming*</b> Nee
+20.00D t/m -20.00D (per 0.50D na +/-6.50D)	+1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00, +3.50, +4.00		<b>Zichtbaarheid tint</b> Ja
			<b>Ontwerp</b> D-lens N-lens





CooperVision  
Live Brightly!

Bezoek voor meer informatie over onze contactlenzen  
[coopervision.com/contact-lenzen](http://coopervision.com/contact-lenzen)

## Proclear® multifocal toric



Biedt de hele dag comfort voor dragers van multifocale contactlenzen met astigmatisme, die last hebben van droge ogen.

<b>Draagschema</b> Maandelijks	<b>Kartonnen grootte-opties</b> 6 pack	<b>Materiaal/H<sub>2</sub>O-inhoud</b> omafilcon B / 62%	<b>Basiscurve</b> 8.4, 8.8mm
<b>Sferische Sterkte</b> +20.00D t/m -20.00D (per 0.50D na +/- 6.50D)	<b>Cilindervermogen</b> -0.75 t/m -5.75 (per 0.50)	<b>As</b> 5° t/m 180° (per 5°)	<b>Diameter</b> 14.4mm
	<b>Vermogen toevoegen</b> +1.00 t/m +4.00 (per 0.50)	<b>Ontwerp</b> D-lens N-lens	<b>FDA-groep</b> 2
			<b>UV-bescherming*</b> No
			<b>Zichtbaarheid tint</b> Yes

## Biomedics® familie

### Biomedics® 55 Evolution



Ontworpen voor comfort en prestaties tegen een betaalbare prijs

<b>Draagschema</b> Maandelijks	<b>Kartonnen grootte-opties</b> 6 pack	<b>Materiaal/H<sub>2</sub>O-inhoud</b> ocufilcon D / 55%	<b>Basiscurve</b> 8.6, 8.8, 8.9mm
<b>Sferische Sterkte</b> +8.00D t/m -10.00D (per 0.50D na +5.00D en -6.00D)	<b>Ontwerp</b> Asferisch		<b>Diameter</b> 14.2mm
			<b>FDA-groep</b> 4
			<b>UV-bescherming*</b> Nee
			<b>Zichtbaarheid tint</b> Ja

### Biomedics® toric



De betaalbare contactlens voor dragers met astigmatisme

<b>Draagschema</b> Maandelijks	<b>Kartonnen grootte-opties</b> 6 pack	<b>Materiaal/H<sub>2</sub>O-inhoud</b> ocufilcon D / 55%	<b>Basiscurve</b> 8.7mm
<b>Sferische Sterkte</b> +6.00D t/m -9.00D (per 0.50D vanaf +5.00D en -6.00D)	<b>Cilindervermogen</b> -0.75 -1.25 -1.75 -2.25	<b>As</b> 10° tot 180° (per 10°)	<b>Diameter</b> 14.5mm
			<b>FDA-groep</b> 4
			<b>UV-bescherming*</b> Ja
			<b>Zichtbaarheid tint</b> Ja

## Biomedics® 1 day Extra



Meer comfort, voorkeur van dragers<sup>13</sup>

<b>Draagschema</b>	<b>Kartonnen grootte-opties</b>	<b>Materiaal/ H<sub>2</sub>O-inhoud</b>	<b>Basiscurve</b>	8.6mm, 8.8mm
Dagelijks	30 pack 90 pack	ocufilcon D / 55%	<b>Diameter</b>	14.2mm
<b>Sferische Sterkte</b>	<b>Ontwerp</b>			
+5.00D t/m -10.00D (per 0.50D na +5.00D en -6.00D)	Rounded Eedge Design			

## Biomedics® 1 day Extra toric



Prestaties, voor uw astigmatische klanten

<b>Draagschema</b>	<b>Kartonnen grootte-opties</b>	<b>Materiaal/ H<sub>2</sub>O-inhoud</b>	<b>Basiscurve</b>	8.7mm
Dagelijks	30 pack	ocufilcon D / 55%	<b>Diameter</b>	14.5mm
<b>Sferische Sterkte</b>	<b>Cilindervermogen</b>	<b>As</b>	<b>Ontwerp</b>	
Plano t/m -10.00D (per 0.25D ; per 0.50D na -6.50D)	-0.75 -1.25 -1.75	20°, 90°, 160°, 180°	Rounded Eedge Design	

## Live®



Een betaalbare\*, daglens waarmee je op je eigen manier je leven leeft.

<b>Draagschema</b>	<b>Materiaal/ H<sub>2</sub>O-inhoud</b>	<b>Basiscurve</b>	8.6mm
Dagelijks	somofilcon A / 56%	<b>Diameter</b>	14.0mm
<b>Sferische Sterkte</b>	<b>Ontwerp</b>		
-0.50 tot -6.00DS (per 0.25D) -6.50 tot -10.00DS (per 0.50D) +0.50 tot +6.00DS (per 0.25D) +6.50 tot +8.00DS (stappen van 0.50D)	Asferisch		

+ Gebaseerd op de aanbevolen verkoopprijs van CooperVision. De verkoopprijs is te allen tijde uitsluitend ter beoordeling van de detailhandelaar. Het bovenstaande is niet bedoeld om de prijs die een detailhandelaar in rekening brengt, te beïnvloeden.

\* Dankzij asferische optiek.

+ Gebaseerd op de aanbevolen verkoopprijs van CooperVision®. De verkoopprijs is te allen tijde uitsluitend ter beoordeling van de detailhandelaar. Het bovenstaande is niet bedoeld om de prijs die een detailhandelaar in rekening brengt, te beïnvloeden.

### Referenties:

1. Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. *Optom Vis Sci* 2005. 2005;82(6):467-472.
2. Kajita M, Muraoka T, Orsborn G. Change in accommodative micro-fluctuations after wearing contact lenses of different designs. *Cont Lens Anterior Eye*. 2020 in press <https://doi.org/10.1016/j.clae.2020.03.003>
3. CooperVision data on file. 2006. Aquaform® Technology uses a matrix of long silicone chains with hydrogen bonds to lock water molecules in the lens for incredible, long-lasting comfort and clarity.
4. CooperVision data on file. 2006. Aquaform® Technology uses a matrix of long silicone chains with hydrogen bonds to lock water molecules in the lens for incredible, long-lasting comfort and clarity.
5. CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Air Optix® Aqua spherical lenses over one month of wear.
6. CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Ultra spherical contact lens over one month of wear.
7. Momeni-Moghaddam H, Naroo SA, Askarizadeh F, Tahmasebi F. Comparison of fitting of the different soft toric contact lenses. *Cont Lens Anterior Eye*. 2014;37:346-350 Study lenses: PureVision™ Toric, AirOptix® for Astigmatism, Biofinity® Toric, ACUVUE® Advance for Astigmatism and Proclear® Toric.
8. CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to AIR OPTIX® for ASTIGMATISM contact lens over one month of wear.
9. CooperVision data on file, 2016. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to ULTRA® for astigmatism over one month of wear.
10. CooperVision data on file 2011. Clinical Evaluation of Biofinity multifocal® compared to ACUVUE® Oasys for Presbyopia, AIR OPTIX® for Presbyopia and PureVision® Multi-Focal.
11. Chamberlain P, et al. A 3-year randomized clinical trial of MiSight® lenses for myopia control. *Optom Vis Sci*. 2019;96(8):556-567.
12. CVI data on file 2017 & 2014; non-dispensing short-term fitting study. N=40 & n=20.
13. Klinische onderzoek van de Biomedics 1 day Extra vs Biomedics 1 day, 2011, data on file.

\* Waarschuwing: UV-absorberende contactlenzen zijn geen vervanging voor beschermende UV-absorberende brillen, zoals UV-absorberende veiligheidsbrillen of zonnebrillen, omdat ze het oog en het omliggende gebied niet volledig bedekken. Patiënten moeten de UV-absorberende brillen blijven gebruiken zoals voorgeschreven.

Alle hierin vermelde handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, handelsimago en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken en handelsmerken van CooperVision, haar filialen en dochterondernemingen, tenzij anders vermeld. De handelsmerken van CooperVision mogen alleen met toestemming openbaar worden gebruikt.