



2023

Product portfolio

**IMPROVING
LIVES** ONE PERSON
AT A TIME.



CooperVision®
Live Brightly.®

MyDay® daglenzen



MyDay®

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK
MATERIAAL: stenfilcon A WATERGEHALTE: 54% DK: 80 DK/T: 100 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.40 mm DIAMETER: 14.2 mm VERPAKKING: 30, 90 PASLENZEN: ja	Hoge zuurstofdoorlaatbaarheid Optimaal watergehalte Lage modulus UVA- en UVB-bescherming
		-0.25dpt t/m -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.00dpt t/m -12.00dpt (per 0.50dpt) +0.25dpt t/m +5.00dpt (per 0.25dpt) +5.00dpt t/m +8.00dpt (per 0.50dpt)



MyDay® toric

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	CILINDER	ASSEN	
MATERIAAL: stenfilcon A WATERGEHALTE: 54% DK: 80 DK/T: 100 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.60 mm DIAMETER: 14.5 mm VERPAKKING: 30 PASLENZEN: ja	Hoge zuurstofdoorlaatbaarheid Optimaal watergehalte Lage modulus UVA- en UVB-bescherming	Plano t/m -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.00dpt t/m -10.00dpt (per 0.50dpt) Plano t/m +6.00dpt (per 0.25dpt)	-0.75, -1.25, -1.75 -2.25 -0.75, -1.25, -1.75 -2.25	per 10° 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180° 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180° 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°

Vanaf medio 2023 uitbreiding sterktebereik: +6.50 t/m +8.00 (per 0.50dpt) en cilinders -0.75, -1.25, -1.75 en -2.25 assen per 10° mogelijk voor alle sferische sterktes.



MyDay® multifocal

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	ADDITIE
MATERIAAL: stenfilcon A WATERGEHALTE: 54% DK: 80 DK/T: 80 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.40 mm DIAMETER: 14.2 mm VERPAKKING: 30 PASLENZEN: ja	Hoge zuurstofdoorlaatbaarheid Optimaal watergehalte Lage modulus Goed zicht op elke afstand UVA- en UVB-bescherming	Plano t/m -10.00dpt (per 0.25 dpt) -10.00dpt t/m -12.00dpt (per 0.50dpt) Plano t/m +8.00dpt (per 0.25dpt)
			Low +0.75dpt t/m +1.25dpt Mid +1.50dpt t/m +1.75dpt High +2.00dpt t/m +2.50dpt

clariti® daglenzen



clariti® 1 day

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK
MATERIAAL: somofilcon A WATERGEHALTE: 56% DK: 60 DK/T: 86 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.60 mm DIAMETER: 14.1 mm VERPAKKING: 30, 90 PASLENZEN: ja	Onderdeel van de clariti® 1 day familie Silicone hydrogel materiaal UVA- en UVB-bescherming
		-0.50dpt t/m -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.00dpt t/m -10.00dpt (per 0.50dpt) +0.50dpt t/m +6.00dpt (per 0.25dpt) +6.00dpt t/m +8.00dpt (per 0.50dpt)



clariti® 1 day toric

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	CILINDER	ASSEN	
MATERIAAL: somofilcon A WATERGEHALTE: 56% DK: 60 DK/T: 57 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.60 mm DIAMETER: 14.3 mm VERPAKKING: 30 PASLENZEN: ja	Onderdeel van de clariti® 1 day familie Silicone hydrogel materiaal UVA- en UVB-bescherming	Plano tot -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.00dpt t/m -9.00dpt (per 0.50dpt) Plano t/m +4.00dpt (per 0.25dpt)	-0.75, -1.25, -1.75 -2.25 -0.75, -1.25, -1.75 -2.25 -0.75, -1.25, -1.75	10° t/m 180° (per 10°) 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° 10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180° 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180° 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°



clariti® 1 day multifocal

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	ADDITIE
MATERIAAL: somofilcon A WATERGEHALTE: 56% DK: 60 DK/T: 86 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.60 mm DIAMETER: 14.1 mm VERPAKKING: 30 PASLENZEN: ja	Onderdeel van de clariti® 1 day familie Silicone hydrogel materiaal UVA- en UVB-bescherming	Plano tot -6.00dpt (per 0.25dpt) Plano tot +5.00dpt (per 0.25dpt)
			Low Add High Add (vanaf add +2.50dpt)

Live® daglenzen



Live®

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK
MATERIAAL: somofilcon A WATERGEHALTE: 56% DK: 60 DK/T: 86 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.60 mm DIAMETER: 14.0 mm VERPAKKING: 30, 90 PASLENZEN: ja	Comfortabel (lage modulus en hoog watergehalte). Betaalbare silicone hydrogel daglens. Dagelijks gebruiksgemak. Hoge zuurstofdoorlaatbaarheid over het gehele lensprofiel. UVA- en UVB-bescherming.
		-0.50dpt t/m -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.00dpt t/m -10.00dpt (per 0.50dpt) +0.50dpt t/m +6.00dpt (per 0.25dpt) +6.00dpt t/m +8.00dpt (per 0.50dpt)

Proclear® daglenzen



Proclear® 1 day

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK
MATERIAAL: omafilcon A WATERGEHALTE: 60% DK: 25 DK/T: 28 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.70 mm DIAMETER: 14.2 mm VERPAKKING: 30, 90 PASLENZEN: ja	Lenzen blijven beter gehydrateerd in vergelijking met alle andere midwaterlenzen. Een perfecte zuurstofdoorlaatbaarheid gedurende de gehele dag. De hele dag comfortabel, ook in droge omgeving (FDA claim). Zeer lage aanslaggevoeligheid.
		-0.25dpt t/m -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.00dpt t/m -12.00dpt (per 0.50dpt) +0.25dpt t/m +5.00dpt (per 0.25dpt) +5.00dpt t/m +8.00dpt (per 0.50dpt)



Proclear® 1 day multifocal

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	ADDITIE
MATERIAAL: omafilcon A WATERGEHALTE: 60% DK: 25 DK/T: 28 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.70 mm DIAMETER: 14.2 mm VERPAKKING: 30 PASLENZEN: ja	Uitstekend zicht op alle afstanden. Eenvoudig aan te passen. Het gemak van daglenzen. Bruikbaar voor mensen met leeftijdsgerelateerde droge ogen (FDA claim).	Plano t/m -6.00 dpt (per 0.25dpt) -6.00dpt t/m -10.00dpt (per 0.50dpt) Plano t/m +6.00dpt (per 0.25dpt)
			Ontworpen met een vaste additie.

Biomedics® daglenzen



Biomedics® 1 day Extra

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK
MATERIAAL: ocufilcon D WATERGEHALTE: 55% DK: 19 DK/T: 27 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.60 mm (- sterktes) 8.80 mm (+ sterktes) DIAMETER: 14.2 mm VERPAKKING: 30, 90 PASLENZEN: nee	Verbeterd comfort ten opzichte van andere hydrogel daglenzen. Goede hanteerbaarheid door het unieke lensontwerp. Comfortabele midwaterlens.
		-0.25dpt t/m -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.00dpt t/m -10.00dpt (per 0.50dpt) +0.25dpt t/m +5.00dpt (per 0.25dpt) +5.00dpt t/m +6.00dpt (per 0.50dpt)



Biomedics® 1 day Extra toric

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	CILINDER	ASSEN	
MATERIAAL: ocufilcon D WATERGEHALTE: 55% DK: 19 DK/T: 17 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.70 mm DIAMETER: 14.5 mm VERPAKKING: 30 PASLENZEN: nee	Beter comfort t.o.v. andere hydrogel torische daglenzen Gemakkelijk te hanteren Verminderde ooglid/contactlens interactie Verminderde stoeltijd door hoge "first-fit" score	Plano t/m -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.00dpt t/m -7.00dpt (per 0.50dpt) -7.50dpt t/m -10.00dpt (per 0.50dpt)	-0.75, -1.25, -1.75 -0.75, -1.25, -1.75 -0.75, -1.25, -1.75	20°, 90°, 160°, 180° 20°, 90°, 160°, 180° 90°, 180°

Biofinity® maandlenzen



Biofinity® Energys

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK
MATERIAAL: comfilcon A WATERGEHALTE: 48% DK: 128 DK/T: 160 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.60 mm DIAMETER: 14.0 mm VERPAKKING: 6 PASLENZEN: ja	Digital Zone Optics™ om accommodatieve belasting te verzachten. Aquaform® Technology voor natuurlijke bevochtiging en zuurstofdoorlaatbaarheid.
		Plano t/m -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.00dpt t/m -12.00dpt (per 0.50dpt) Plano t/m +6.00dpt (per 0.25dpt) +6.00dpt t/m +8.00dpt (per 0.50dpt)



Biofinity®

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK
MATERIAAL: comfilcon A WATERGEHALTE: 48% DK: 128 DK/T: 160 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.60 mm DIAMETER: 14.0 mm VERPAKKING: 3, 6 PASLENZEN: ja	Geavanceerd asferisch oppervlak voor verbeterd zicht. Het geoptimaliseerde ontwerp van de achterzijde geeft een perfecte passing. De gepatenteerde ronde lensrand reduceert interactie met het bindvlies.
		-0.25dpt t/m -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.00dpt t/m -12.00dpt (per 0.50dpt) +0.25dpt t/m +6.00dpt (per 0.25dpt) +6.00dpt t/m +8.00dpt (per 0.50dpt)



Biofinity® XR

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK
MATERIAAL: comfilcon A WATERGEHALTE: 48% DK: 128 DK/T: variërend	BASISCURVE: 8.60 mm DIAMETER: 14.0 mm VERPAKKING: 3, 6 PASLENZEN: ja MTO*	Geavanceerd asferisch oppervlak voor verbeterd zicht. Het geoptimaliseerde ontwerp van de achterzijde geeft een perfecte passing. De gepatenteerde ronde lensrand reduceert interactie met het bindvlies.
		-12.50dpt t/m -20.00dpt (per 0.50dpt) +8.50dpt t/m +15.00dpt (per 0.50dpt)



Biofinity® toric

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	CILINDER	ASSEN
MATERIAAL: comfilcon A WATERGEHALTE: 48% DK: 128 DK/T: 116 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.70 mm DIAMETER: 14.5 mm VERPAKKING: 3, 6 PASLENZEN: ja	Horizontale ISO dikte. Egaal gelijkmatig lensoppervlak. Gepatenteerde ronde rand reduceert discomfort. Brede, gelijkmatige ballastband.	-0.75, -1.25, -1.75, -2.25	10° t/m 180° (per 10°)
		Plano t/m -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.00dpt t/m -10.00dpt (per 0.50dpt) Plano t/m +6.00dpt (per 0.25dpt) +6.00dpt t/m +8.00dpt (per 0.50dpt)		



Biofinity® XR toric

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	CILINDER	ASSEN
MATERIAAL: comfilcon A WATERGEHALTE: 48% DK: 128 DK/T: 116 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.70 mm DIAMETER: 14.5 mm VERPAKKING: 6 MTO* PASLENZEN: ja MTO*	Horizontale ISO dikte. Egaal gelijkmatig lensoppervlak. Gepatenteerde ronde rand reduceert discomfort. Brede, gelijkmatige ballastband.	-2.75, -3.25, -3.75, -4.25, -4.75, -5.25, -5.75	5° t/m 180° (per 5°)
		Plano t/m -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.00dpt t/m -10.00dpt (per 0.50dpt) -10.50dpt t/m -20.00dpt (per 0.50dpt) Plano t/m +6.00dpt (per 0.25dpt) +6.00dpt t/m +8.00dpt (per 0.50dpt) +8.50dpt t/m +20.00dpt (per 0.50dpt)	-0.75, -1.25 t/m -5.75 -2.75, -3.25, -3.75, -4.25, -4.75, -5.25, -5.75 -0.75, -1.25 t/m -5.75	



Biofinity® toric multifocal

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	CILINDER	ASSEN	ADDITIES
MATERIAAL: comfilcon A WATERGEHALTE: 48% DK: 128 DK/T: 116 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.70 mm DIAMETER: 14.5 mm VERPAKKING: 6 PASLENZEN: ja MTO*	Horizontale ISO dikte. Optimal toric lens geometry; optimale gezichtsscherpte, stabiliteit van de lens. Balanced Progressive® Technology; een scherp zicht op alle afstanden. Aquaform® Technology voor natuurlijke bevochtiging en zuurstofdoorlaatbaarheid.	-0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75, -3.25, -3.75, -4.25, -4.75, -5.25, -5.75	5° t/m 180° (per 5°)	+1.00dpt t/m +2.50dpt (per 0.50dpt) D/N design
		Plano t/m -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.00dpt t/m -10.00dpt (per 0.50dpt) Plano t/m +6.00dpt (per 0.25dpt) +6.00dpt t/m +10.00dpt (per 0.50dpt)			



Biofinity® multifocal

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	ADDITIES
MATERIAAL: comfilcon A WATERGEHALTE: 48% DK: 128 DK/T: 142 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.60 mm DIAMETER: 14.0 mm VERPAKKING: 3, 6 PASLENZEN: ja	Balanced Progressive® Technology; een scherp zicht op alle afstanden. Aquaform® Technology voor natuurlijke bevochtiging en zuurstofdoorlaatbaarheid.	+1.00dpt, +1.50dpt, +2.00dpt, +2.50dpt (per 0.50dpt) D/N design
		Plano t/m -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.00dpt t/m -10.00dpt (per 0.50dpt) Plano t/m +6.00dpt (per 0.25dpt)	

*MTO: made to order (levertijd 10/15 werkdagen)

Vind meer informatie en referenties op coopervision.nl of coopervision.be

Avaira Vitality™ maandlenzen



Avaira Vitality™

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK
MATERIAAL: fanfilcon A met Class 1 UV-filter WATERGEHALTE: 55% DK: 90 DK/T: 110 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.40 mm DIAMETER: 14.2 mm VERPAKKING: 3, 6 PASLENZEN: ja	Geavanceerde asferische optiek voor verbeterd zicht. Het geoptimaliseerde ontwerp van de achterzijde geeft een perfecte passing. De gepatenteerde ronde lensrand reduceert interactie met het bovenste ooglid.
		-0.25dpt t/m -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.00dpt t/m -12.00dpt (per 0.50dpt) +0.25dpt t/m +6.00dpt (per 0.25dpt) +6.00dpt t/m +8.00dpt (per 0.50dpt)



Avaira Vitality™ toric

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	CILINDER	ASSEN
MATERIAAL: fanfilcon A WATERGEHALTE: 55% DK: 100 DK/T: 90 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.50 mm DIAMETER: 14.5 mm VERPAKKING: 3, 6 PASLENZEN: ja	Geavanceerde asferische optiek voor verbeterd zicht. Het geoptimaliseerde ontwerp van de achterzijde geeft een perfecte passing. De gepatenteerde ronde lensrand reduceert interactie met het bovenste ooglid. Uniforme horizontale ISO-dikte, verbetert de lensstabiliteit.	-0.75, -1.25, -1.75, -2.25	10° t/m 180° (per 10°)
		Plano t/m -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.00dpt t/m -10.00dpt (per 0.50dpt) Plano t/m +6.00dpt (per 0.25dpt) +6.00dpt t/m +8.00dpt (per 0.50dpt)		

clariti® maandlenzen



clariti® elite

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK
MATERIAAL: somofilcon A WATERGEHALTE: 56% DK: 60 DK/T: 86 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.60 mm DIAMETER: 14.2 mm VERPAKKING: 6 PASLENZEN: ja	Hoge zuurstofdoorlaatbaarheid 3e generatie silicone hydrogel UVA- en UVB-bescherming
		-0.25dpt t/m -8.00dpt (per 0.25dpt) -8.00dpt t/m -10.00dpt (per 0.50dpt) +0.25dpt t/m +6.00dpt (per 0.25dpt) +6.00dpt t/m +8.00dpt (per 0.50dpt)



clariti® toric

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	CILINDER	ASSEN
MATERIAAL: somofilcon A WATERGEHALTE: 56% DK: 60 DK/T: 57 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.70 mm DIAMETER: 14.4 mm VERPAKKING: 6 PASLENZEN: ja	Hoge zuurstofdoorlaatbaarheid 3e generatie silicone hydrogel UVA- en UVB-bescherming	-0.75, -1.25, -1.75, -2.25	10° t/m 180° (per 10°)
		Plano t/m -8.00dpt (per 0.25dpt) -8.00dpt t/m -9.00dpt (per 0.50dpt) Plano t/m +6.00dpt (per 0.25dpt)		



clariti® XR toric

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	CILINDER	ASSEN
MATERIAAL: somofilcon A WATERGEHALTE: 56% DK: 60 DK/T: afhankelijk van de sterkte	BASISCURVE: 8.70 mm DIAMETER: 14.4 mm VERPAKKING: 6 MTO* PASLENZEN: ja MTO*	Hoge zuurstofdoorlaatbaarheid 3e generatie silicone hydrogel UVA- en UVB-bescherming	-2.75 t/m -5.75 (per 0.50dpt) -0.75 t/m -5.75 (per 0.50dpt) -2.75 t/m -5.75 (per 0.50dpt)	5° t/m 180° (per 5°)
		Plano t/m -9.00dpt (per 0.25dpt) -9.50dpt en -10.00dpt +0.25dpt t/m +6.00dpt (per 0.25dpt)		



clariti® multifocal

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	ADDITIES
MATERIAAL: somofilcon A WATERGEHALTE: 56% DK: 60 DK/T: 86 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.70 mm DIAMETER: 14.2 mm VERPAKKING: 6 PASLENZEN: ja	Hoge zuurstofdoorlaatbaarheid 3e generatie silicone hydrogel UVA- en UVB-bescherming	Low Add, High Add (vanaf +2.50dpt)
		Plano t/m -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.00dpt t/m -8.00dpt (per 0.50dpt) Plano t/m +6.00dpt (per 0.25dpt)	

*MTO: made to order (levertijd 10/15 werkdagen)

Vind meer informatie en referenties op coopervision.nl of coopervision.be

Proclear® maandlenzen



Proclear®

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK
MATERIAAL: omafilcon B WATERGEHALTE: 62% DK: 27 DK/T: 42 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.60 mm DIAMETER: 14.2 mm VERPAKKING: 6 PASLENZEN: ja	Lenzen blijven beter gehydrateerd in vergelijking met alle andere midwaterlenzen. Een perfecte zuurstofdoorlaatbaarheid gedurende de gehele dag. De hele dag comfortabel, ook in droge omgeving (FDA claim). Zeer lage aanslaggevoeligheid.
		Plano t/m -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.00dpt t/m -20.00dpt (per 0.50dpt) +0.50dpt t/m +6.00dpt (per 0.25dpt) +6.00dpt t/m +20.00dpt (per 0.50dpt)



Proclear® toric

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	CILINDER	ASSEN
MATERIAAL: omafilcon B WATERGEHALTE: 62% DK: 27 DK/T: 25 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.40 mm en 8.80 mm DIAMETER: 14.4 mm VERPAKKING: 6 PASLENZEN: ja	Lenzen blijven beter gehydrateerd vergeleken met conventionele lensmaterialen. Zuurstofdoorlaatbaarheid blijft gedurende de gehele dag op een constant niveau. De hele dag comfortabel, ook in droge omgeving (FDA claim). Zeer lage aanslaggevoeligheid.	0.75, -1.25, -1.75, -2.25	10° t/m 180° (per 10°)
		Plano t/m -6.50dpt (per 0.25dpt) -6.50dpt t/m -8.00dpt (per 0.50dpt) Plano t/m +6.00dpt (per 0.25dpt)		



Proclear® XR toric

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	CILINDER	ASSEN
MATERIAAL: omafilcon B WATERGEHALTE: 62% DK: 27 DK/T: 25 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.40 mm en 8.80 mm DIAMETER: 14.4 mm VERPAKKING: 6 MTO* PASLENZEN: ja MTO*	Lenzen blijven beter gehydrateerd vergeleken met conventionele lensmaterialen. Zuurstofdoorlaatbaarheid blijft gedurende de gehele dag op een constant niveau. De hele dag comfortabel, ook in droge omgeving (FDA claim). Zeer lage aanslaggevoeligheid.	vanaf -2.75dpt t/m -5.75dpt (per 0.50dpt) vanaf -2.75dpt t/m -5.75dpt (per 0.50dpt) -0.75 t/m -5.75 (per 0.50dpt) vanaf -2.75dpt t/m -5.75dpt (per 0.50dpt) -0.75 t/m -5.75 (per 0.50dpt) -0.75 t/m -5.75 (per 0.50dpt)	5° t/m 180° (per 5°)
		Plano t/m -6.50dpt (per 0.25dpt) -7.00dpt t/m -8.00dpt (per 0.50dpt) -8.50dpt t/m -10.00dpt (per 0.50dpt) Plano t/m +6.00dpt (per 0.25dpt) +6.25dpt t/m +6.50dpt +7.00dpt t/m +10.00dpt (per 0.50dpt)		



Proclear® multifocal

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	ADDITIES
MATERIAAL: omafilcon B WATERGEHALTE: 62% DK: 27 DK/T: 17 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.70 mm DIAMETER: 14.4 mm VERPAKKING: 6 PASLENZEN: ja	Lenzen blijven beter gehydrateerd vergeleken met conventionele lensmaterialen. Zuurstofdoorlaatbaarheid blijft gedurende de gehele dag op een constant niveau. De hele dag comfortabel, ook in droge omgeving (FDA claim). Zeer lage aanslaggevoeligheid.	+1.00 t/m +2.50 (per 0.50dpt) D/N design
		Plano t/m -6.50dpt (per 0.25dpt) -6.50dpt t/m -8.00dpt (per 0.50dpt) Plano t/m +6.00dpt (per 0.25dpt)	



Proclear® XR multifocal

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	ADDITIES
MATERIAAL: omafilcon B WATERGEHALTE: 62% DK: 27 DK/T: 25 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.70 mm DIAMETER: 14.4 mm VERPAKKING: 6 MTO* PASLENZEN: ja MTO*	Lenzen blijven beter gehydrateerd vergeleken met conventionele lensmaterialen. Zuurstofdoorlaatbaarheid blijft gedurende de gehele dag op een constant niveau. De hele dag comfortabel, ook in droge omgeving (FDA claim). Zeer lage aanslaggevoeligheid.	+3.00, +3.50, +4.00 +3.00, +3.50, +4.00 +1.00 t/m +4.00 (per 0.50dpt) +3.00, +3.50, +4.00 +1.00, +1.50, +2.00, +4.00 +1.00 t/m +4.00 (per 0.50dpt) D/N design
		Plano t/m -6.50dpt (per 0.25dpt) -7.00dpt t/m -8.00dpt (per 0.50dpt) -8.50dpt t/m -20.00dpt (per 0.50dpt) Plano t/m +6.00dpt (per 0.25dpt) +6.25dpt en +6.50dpt +7.00dpt t/m +20.00dpt (per 0.50dpt)	



Proclear® multifocal toric

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	CILINDER	ASSEN	ADDITIES
MATERIAAL: omafilcon B WATERGEHALTE: 62% DK: 27 DK/T: Afhangelijk van de sterkte	BASISCURVE: 8.40 mm en 8.80 mm DIAMETER: 14.4 mm VERPAKKING: 6 MTO* PASLENZEN: ja MTO*	Lenzen blijven beter gehydrateerd in vergelijking met andere mid-/hoogwaterlenzen Zuurstofdoorlaatbaarheid blijft gedurende de gehele dag op een constant niveau. Blijft de gehele dag zeer comfortabel (FDA claim). Zeer lage aanslaggevoeligheid.	-0.75dpt t/m -5.75dpt (per 0.50dpt)	5° t/m 180° (per 5°)	+1.00dpt t/m +4.00dpt (per 0.50dpt) D/N design
		Plano t/m -6.50dpt (per 0.25dpt) -6.50dpt t/m -20.00dpt (per 0.50dpt) Plano t/m +6.50dpt (per 0.25dpt) +6.50dpt t/m +20.00dpt (per 0.50dpt)			

*MTO: made to order (levertijd 10/15 werkdagen)

Vind meer informatie en referenties op coopervision.nl of coopervision.be

Biomedics® maandlenzen



Biomedics® 55

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK
MATERIAAL: ocuflcon D WATERGEHALTE: 55% DK: 19 DK/T: 27 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.60 mm en 8.90 mm (- sterktes) 8.80 mm (+ sterktes) DIAMETER: 14.2 mm VERPAKKING: 6 PASLENZEN: nee	Uitstekend comfort. Perfecte visus door de dubbele correctie van de sferische aberratie; zowel in de contactlens als in het oog. Gemakkelijk te hanteren als gevolg van het geavanceerde lenticulaire lensontwerp.
		-0.25dpt t/m -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.50dpt t/m -10.00dpt (per 0.50dpt) +0.25dpt t/m +5.00dpt (per 0.25dpt) +5.50dpt t/m +8.00dpt (per 0.50dpt)



Biomedics® toric

SPECIFICATIES	EIGENSCHAPPEN	STERKTEBEREIK	CILINDER	ASSEN
MATERIAAL: ocuflcon D WATERGEHALTE: 55% DK: 19 DK/T: 17 (-3.00dpt)	BASISCURVE: 8.70 mm DIAMETER: 14.5 mm VERPAKKING: 6 PASLENZEN: nee	Comfortabel als een sferische lens. Uitstekende stabiliteit. Vermindering van stoeltijd, door hoge "first-fit" score. Verminderde ooglid-lens interactie.	-0.75,-1.25, -1.75,-2.25	10° t/m 180° (per 10°)
		Plano t/m -6.00dpt (per 0.25dpt) -6.00 t/m -9.00dpt (per 0.50dpt) Plano t/m +5.00dpt (per 0.25dpt) +5.00dpt t/m +6.00dpt (per 0.50dpt)		

Samenwerkingsvoorwaarden van CooperVision

De algemene voorwaarden en het retourbeleid van CooperVision zijn van toepassing op alle producten die geleverd worden door CooperVision Nederland BV. Door het plaatsen van een order van een van onze producten, bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden heeft gelezen. U kunt deze en het retourbeleid vinden op: www.coopervision.nl/contactlensspecialist/samenwerkingsvoorwaarden of www.coopervision.be/nl/practitioner/samenwerkingsvoorwaarden

Nederland



België





CooperVision Nederland B.V.

Postbus 142
4200 AC Gorinchem

Contact Nederland

T (0183) 40 60 80
F (0183) 40 60 99
www.coopervision.nl

Contact België

T 0800- 90 977
F 0800- 99 285
www.coopervision.be



Gedrukt op
gerecycled papier.



CooperVision®
Live Brightly.®